



GENOX

EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN PORCINA

2025



REPRODUCCIÓN | Extracción

BOLSAS EXT SEMEN DE 3L C/FILTRO X100
CÓD. 1000127



Bolsas para la extracción de semen con filtro incorporado. Con línea de puntos para cortar fácil y descartar el filtro. Medidas: 40 x 33cm.

HS CODE: 3923.21.90.999

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

TERMO PLÁSTICO P/EXTRACCIÓN
CÓD. 01000018



Brinda una correcta preservación de temperatura del eyaculado

HS CODE: 9617.00.10.190

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ITALIA / CHINA

POTRO ACERO INOXIDABLE GENOX +
AUTOCOLLECT (+ 800 VAGINAS ART.)
CÓD. 1000138

Ideal para la extracción de semen tanto en animales jóvenes como adultos. Dotados de soportes ajustables para el apoyo del macho. Altura regulable. Acero inoxidable, incluye sistem de extracción automática (Autocollect). Mejora la higiene

HS CODE: 9018.90.99.190

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: CHINA

GUANTES DES. EXTRACCIÓN GENOX
CÓD. 3000007



Guantes para la extracción seminal, no espermicidas de uso animal.

Presentación: Caja por 100 unidades.

HS CODE: 4015.19.00.990

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

ALFOMBRA ANTIDESLIZ. P/MACHOS
CÓD. 03000019



Esterilla antideslizante para asegurar la estabilidad del macho durante las fases de extracción. Formato nido de abeja, en material de goma. Por su dimensión y peso no requiere fijación en suelo. Permite una correcta limpieza del local al finalizar las operaciones de extracción. Dimensiones: 1.00 x 1.50 metros.

HS CODE: 4016.99.90.999

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: CHINA





GENOMAX® ALFA

DILUYENTE GENOMAX ALFA EN SU PRESENTACIÓN DE 1 Y 5 LITROS

CÓD. 1000036

Propiedades: Diluyente premium de **ALTO RENDIMIENTO** para semen de porcino. Otorga alta protección gracias a una novedosa fórmula de **control de la disponibilidad energética a través de un activador modular**. Conservación sugerida hasta 8 días.

Composición: Fuente energética, bicarbonato sódico, estabilizadores de membrana y excipientes.

Conservación: Mantener cerrados en lugar fresco, seco y protegidos de la luz.

Modo de empleo: Para obtener una osmolaridad óptima diluir el contenido mezclando cuidadosamente hasta su completa disolución en 1 litro de agua bidestilada o calidad mínima tipo II, a 37°C y esperar al menos 30 minutos de estabilización antes de añadir el semen.

Caducidad: Ver envase

Diluyente para uso animal, fabricado bajo estándares de calidad según normas internacionales.

Conservación sin stress oxidativo.

HS CODE: 3821.00.00.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: 1200u

ORIGEN: ITALIA

Peso Neto:
45.675 gr *
VARIABILIDAD: +/- 2 gr.
* Sobre para 1 lt.



DILUYENTE GENOMAX 5 EN SU PRESENTACIÓN DE 1 Y 5 LITROS

CÓD. 01000001

Duración 5 días, diluyente de mediana acción. Nueva composición original por su formulación. Materias primas seleccionadas entre las de mayor grado de calidad (FU). Con componente antibiótico específico.

HS CODE: 3821.00.00.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: 1200u

ORIGEN: ITALIA



PLACA TERMOSTATIZADA GENOX P /37° C

CÓD. 02000002



Placa con superficie calentadora de aluminio para conferir al diluyente en solución la temperatura adecuada dentro del sistema Pac.Co. También se utiliza para:

- Calentamiento de las dosis de material seminal.
- Termostatación de los porta y cubre objeto de vidrio. Estabilidad de termostatación +/- 0,5°C.

HS CODE: 8516.29.00.900

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA / ITALIA

EMBUDO SISTEMA GENOX

CÓD. 02000005



Facilita el proceso de llenado para la bolsa Sac.Co

HS CODE: 3923.50.00.120

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: ITALIA

PAC.CO BOLSA 5 LTS. X 20 UNID.
CÓD. 01000016



El Pac.Co permite preparar la solución diluyente y luego agregar el semen según resultados de conteo de espermatozoides. Posterior a esto, facilita el proceso de envasado manual colocándose en "soporte para envasado". Capacidad 5 litros.

HS CODE: 3923.21.90.190
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR
ORIGEN: CHINA

TAPÓN P/ PAC.CO X 20
CÓD. 02000003



Presentación por 20 unidades.

HS CODE: 3923.50.00.120
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

PINZA PEQUEÑA P/ PAC.CO
CÓD. 2000027



Pinza pequeña para sistema Pac.Co que permite el sellado de las bolsas plásticas Pac.Co.

HS CODE: 3926.90.40.900
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ITALIA

BANDEJA PLÁSTICA P/SIST PAC.CO
CÓD. 02000006



Está realizada con material plástico, permitiendo alojar el Pac.Co y facilitando las fases de llenado y pesaje.

HS CODE: 7326.90.00.900
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ITALIA



TANQUE DE DILUCIÓN
CÓD. CONSULTAR

Diseñado para la cría de cerdos, este equipo combina calentamiento termostático, agitación magnética, esterilización UV y pesaje preciso. Permite la dilución eficiente de semen crudo, con capacidad hasta 75 L y materiales de acero inoxidable de grado alimenticio. Compacto, práctico y confiable, es ideal para procesos estandarizados.

HS CODE: 8419.89.99.900
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: CHINA

Reproducción | Envasado

BOTELLA 100CC. CON TAPA (colores varios)
CÓD. 01000010



Botellas graduadas. Capacidad de 100ml. Con diferenciación en las tapas en distintos colores.

HS CODE: 3923.30.00.610
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

TUBOSPERM.
CÓD. 01000050



Tubo de plástico flexible para envasado de dosis seminales .
Cierre por sellado en caliente.

HS CODE: 3923.30.00.910
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

SAC.CO 50ml EN ROLLO
CÓD. 01000042



Sac.Co para envasados automáticos o semiautomáticos.
En unidades de 50ml.

HS CODE: 3923.21.90.190
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

SAC.CO 100ml EN ROLLO
CÓD. 01000012



Sac.Co para envasados automáticos o semi automáticos.
En unidades de 100ml.

HS CODE: 3923.21.90.190
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

SAC.CO 100ml INDIVIDUAL.
CÓD. 01000013



SAC.CO 50ml INDIVIDUAL
CÓD. 1000032



SAC.CO BOLSA DE ALUMINIO
CÓD. 90000051



Facilita la introducción de la dosis durante el proceso de inseminación y mejora los resultados reproductivos. Dotado de cierre con tapón que permite la conexión entre el tubo y el Sac.Co. Reducción de las precipitaciones de los espermatozoides gracias a la favorable relación volumen-superficie del envase.

HS CODE: 3923.21.90.190
COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: Consultar
ORIGEN: CHINA

Reproducción |

GENOMATIC II

CÓD. CONSULTAR



>Máxima eficiencia y precisión en el envasado:

- Capacidad de envasado de 1200 unidades por hora.
- Dosificación exacta con una precisión de ± 1 g.

>Compacta, robusta y fácil de limpiar:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Etiquetador integrado en el interior del equipo, accesible mediante bandeja extraíble a prueba de salpicaduras.

>Diseño intuitivo y fácil de usar:

- Pantalla táctil de 10" de alta resolución con interfaz intuitiva.
- Sistema de iluminación para visualización clara del estado del equipo.
- Funcionamiento con bajos niveles de ruido.

>Mantenimiento simple y eficiente:

- Mecánica optimizada para minimizar el mantenimiento.
- Detecta automáticamente la presencia de bolsas y líquido.
- Sistema de enhebrado rápido y sencillo.
- Ahorro de material: aprovecha cada bolsa del rollo hasta la última.
- Incluye teflón fijo para mayor durabilidad.

>Compatibilidad:

- Trabaja indistintamente con Sac.Co (hasta 100 ml) y Sac.Co (hasta 50 ml).

>Especificaciones técnicas:

- Alimentación: 230 V | 50-60 Hz | 2500 W.
- Caudal máximo: 1,5 L/min.
- Capacidad de pesaje: hasta 12 kg.
- Precisión de pesaje: ± 1 g.
- Seguridad: Sistema de circuito cerrado para evitar contaminación del agua.

HS CODE: 8422.30.29.900

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA



IBERPUMP 750

CÓD. 02000073



Dosificadora que utiliza una bomba peristáltica de manejo manual o automática y que dosifica de forma exacta, rápida e higiénica tanto Sac.Cos, botellitas o Tubosperm. Volumen de llenado regulable según tiempo de funcionamiento. Agiliza trabajo de laboratorio disminuyendo la necesidad de horas-operario en el mismo.

Capacidad de trabajo 750 dosis/hora

HS CODE: 8422.30.29.000

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: ITALIA / PORTUGAL



CUBITAINER AGUA BIDESTILADA GENOX

CÓD. CONSULTAR

Agua bidestilada Genox en su presentación en cubitainer de 20lt. Uso exclusivo veterinario

HS CODE: 2853 90 90

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: ITALIA / PORTUGAL

REPRODUCCIÓN | Inseminación

CATÉTER NULÍPARA ESPONJA

CÓD. 01000006



Catéter N: Para utilizar en nulíparas. Cabeza de material de esponja. Apropiado para cerdas jóvenes gracias a su forma y dimensiones peculiares. Gran flexibilidad de la punta para reducir lesiones en las fases de introducción. Tapón trasero

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

CATÉTER NULÍPARA LUBRICADO

CÓD. 1000043



Único en el mercado, ideal para inseminar nulíparas y primíparas de modo post-cervical. Punta remetida para evitar daños. Flexibilidad y densidad justa para el paso del cérvix. Largo y diámetro específico adaptado al cérvix.

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

CATÉTER MULTÍPARA LUBRICADO

CÓD. 01000052



Para multíparas. Cabeza de esponja lubricada. Minimiza el reflujo. Estimula las contracciones uterinas en la cerda. Tapón trasero.

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

CATÉTER MULTÍPARA ESPONJA


CÓD. 01000007

Catéter para usar en múltiparas. Cabeza de material de esponja. Por su forma se facilita su introducción. Minimiza el reflujo. No absorbe los líquidos. Estimula las contracciones uterinas en la cerda. Tapón trasero.

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA



CATÉTER TRADICIONAL (ahora también lubricado)

CÓD. 001000005



Catéter espiral tradicional apto para nulíparas y múltiparas. Tapón trasero.

HS CODE: 9018.39.29.120

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

CATÉTER TRADICIONAL POST CERVICAL

CÓD. 001000005



Catéter espiral Tradicional Post Cervical apto para cerdas múltiples.

HS CODE: 9018.39.29.120

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

CATÉTER EASYTRACK - POST CERVICAL - LUBRICADO

CÓD. 01000008





Catéter para inserción post cervical. Antireflujo. Punta cerrada para evitar contaminación en la sonda en el momento de la inseminación. Medidas para orientación en el paso del cervix, siendo mas larga que lo habitual. Tapón posterior. Envasado individualmente y con sistema abre fácil.

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA





CATÉTER IU STANDAR

CÓD. 001000005

Catéter esponja para inserción post cervical. Medidas para orientación en el paso del cervix, siendo mas larga que lo habitual

HS CODE: 9018.39.29.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

TOALLITAS DESINFECTANTES X 1200 U.

CÓD. 01000024



Toallitas húmedas listas para utilizar con poderosa acción de limpieza y desinfectante. Producto no espermicida. No irritante. Uso exclusivo en animales. Presentación en 1200 unidades.

HS CODE: 4818.90.90.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

ARCO PLASTICO P/ MANOS LIBRES

CÓD. 001000005



Arco en plástico para inseminación artificial. Estimula a la cerda durante la inseminación, permite sostener la dosis para trabajar "manos libres".

HS CODE: 3926.90.90.999

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA



SPERM•TECH

CÓD. 1000038

Sistema de análisis seminal con enfoque automático y contraste de fase negativo 10x. Captura y analiza múltiples campos en segundos, evaluando motilidad, concentración y morfología con alta precisión. Incluye cámara Sony Pregius 3.2Mpix, placa calefactada (10-45°C) y conexión USB-C de 10 Gbps.

HS CODE: 9011.80.90.000
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ESPAÑA

MICROSCOPIO GENOX C/ PLATINA TÉRMICA + PANTALLA

CÓD. 02000073

Microscopio monocular con pantalla LCD y platina térmica incorporada.

HS CODE: 9011.80.90.000
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: CHINA



ECÓGRAFO GENOX SMARTER (GRASA DORSAL +RFID)

CÓD. 1000050

Ecógrafo portátil e inalámbrico con medidor de grasa dorsal incorporado. Resistente al agua. Tablet con android. Escaneo sectorial de 80°. Profundidad 100-190 mm. Tamaño 140 x 45 x 40. Peso 200g. Permite guardar imagen, video y descargar archivo Excel con los datos registrados en las ecografías. Con lector de caravana.

HS CODE: 9018.12.90.100
SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: CHINA

DETECTOR DE CELO GENOX

CÓD. CONSULTAR

- Permite determinar con mayor facilidad el momento óptimo de apareamiento para hembras con ciclos estrales atípicos.
- Permite detectar un período estral asintomático (el llamado celo silencioso). Hace que la inseminación sea más efectiva.
- Mejora el rendimiento económico de las explotaciones agrícolas.

HS CODE: CONSULTAR

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA



ULTRASONIDO Y DETECTOR DE PREÑEZ GENOX

CÓD. CONSULTAR

Sistema portátil para determinar preñez por ultrasonido TIPO A, a partir del día 29 de gestación. Funciona con pila NI-CD de 9 volts. Detector de gestación Preg-Tone II. También disponible opción con auricular.

HS CODE: 9018.19.80.000

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA



CONSERVADORA DE TRANSPORTE (12 V, 220V)

CÓD. 1000051

DISPONIBLE EN VERSIONES DE 19 Y 26 LITROS

Conservadora para utilizar con conexión de 12v o 220v. Peso aproximado 8kg. No apta para uso de laboratorio.

HS CODE: 8418.69.99.990

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA





CONSERVADORA SEMEN 80 LTS

CÓD. CONSULTAR

17° De temperatura constante.

Pantalla digital completa, control preciso a 0,5 grados. Comienza a enfriar o calentar automáticamente a una temperatura establecida constante.

Tecnología de semiconductores, control de temperatura mas preciso. Sistema de refrigeración superior e inferior, control de temperatura mas uniforme.

Material de aleación de aluminio de alta resistencia y material de cubierta con buen rendimiento de aislamiento térmico. Sistema de control de temperatura de baja potencia para reducir el consumo de energía y garantizar que el rendimiento cumpla con las condiciones

HS CODE: 8418.69.99.990

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA

CONSERVADORA SEMEN 50 LTS

CÓD. CONSULTAR Ver mas:

17° De temperatura constante.

Pantalla digital completa, control preciso a 0,5 grados. Comienza a enfriar o calentar automáticamente a una temperatura establecida constante.

Tecnología de semiconductores, control de temperatura mas preciso. Sistema de refrigeración superior e inferior, control de temperatura mas uniforme.

HS CODE: 8418.69.99.990

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA

ORIGEN: CHINA



BOTAS DESCARTABLES X 100 UNID.

CÓD. 03000003



Botitas desechables largas, por 100 unidades. Imágen ilustrativa, puede variar su color.

HS CODE: 3926.20.00.290

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA / ITALIA

MAMELUCO DESCARTABLE GENOX REFORZADO CON BOTA INCORPORADA

CÓD. 3000028



Presentación individual. Descartable, con capucha, 100% polipropileno. Talle único XXL. Con bota incorporada. Costuras reforzadas.

HS CODE: 4015.19.00.990

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA



OVERALL GENOX

CÓD. CONSULTAR



Overall Genox, ideal para el uso en granjas porcinas, con diseño pensado para el día a día. Tela ultra resistente.

HS CODE: CONSULTAR

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA

BARRA P/ MARCAR GENOX

CÓD. 03000022



Para la rápida identificación de animales, disponible en colores:

Amarillo

Azul

Negro

Rojo

Verde

Violeta

HS CODE: 9608.20.00.199

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA



BOMBA MIXFULL 1 - 5%

CÓD. CONSULTAR



Mixfull es una bomba mecánica para dosificar nutrientes, medicamentos, etc.

Funciona sin electricidad y se sirve del flujo y la presión del agua para succionar y dosificar la cantidad correcta de producto.

HS CODE: 8413.19.00.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR

ORIGEN: CHINA



PORTALAMPARA DE ALUMINIO GENOX

CÓD. 1000056



Portalámpara GENOX, con disipador de temperatura incorpora switch que permite regular la intensidad de la luz en 100%, 60% y 0%.

HS CODE: 9405.10.99.900

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR
ORIGEN: CHINA

LÁMPARA INFRARROJA GENOX 250W X 2 UN.

CÓD. 1000056



Lámpara infrarroja 250 watts. Ideal para mantener la temperatura de los lechones en maternidad y al recibirlos en el destete.

HS CODE: 8539.49.00.000

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR
ORIGEN: CHINA

CORTACOLA DE LECHONES A GAS

CÓD. 03000008



Sumamente manejable y práctico, garantiza un funcionamiento seguro con una carga de gas para mas de 100 intervenciones. Las altas temperaturas alcanzadas por la cuchilla permiten obtener una eficaz cauterización de la herida y evitar que se instauren infecciones. Repuestos: Deposito de gas, recargador de gas, navaja.

HS CODE: 9018.90.99.190

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ITALIA / PORTUGAL

REPUESTOS DE CORTA COLA

CÓD. CONSULTAR



Navaja
Gas Butano
Depósito de Gas

HS CODE: Consultar

SIN COMPRA MÍNIMA SUGERIDA
ORIGEN: ITALIA / PORTUGAL

BOTAS GENOX

CÓD. CONSULTAR



Botas de trabajo ideales para el trabajo diario del campo, fabricadas en materiales ultra resistentes hacen de las botas Genox un producto ideal para trabajos de alta exigencia.

HS CODE: Consultar

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR
ORIGEN: ITALIA

LIMPIA BOTAS

CÓD. CONSULTAR



Limpia a fondo y rápidamente con agua y cepillos en movimiento, añadiendo desinfectante en la proporción adecuada tras cada uso. Garantiza una limpieza higiénica de las botas, previniendo eficazmente la transferencia de enfermedades cuando se utiliza con el desinfectante o detergente adecuado.

HS CODE: Consultar

COMPRA MÍNIMA SUGERIDA: CONSULTAR
ORIGEN: ITALIA / PORTUGAL