


Catéter esponja convencional nulíparas

HS CODE: 9018.39.29.900



Descripción del producto:

Este catéter ha sido desarrollado específicamente para la inseminación de hembras porcinas primerizas (cachorras), incorporando un sistema de pre-lubricación de fábrica. Dado que las nulíparas poseen un tracto reproductivo más estrecho y sensible, el dispositivo combina un diámetro reducido con un deslizamiento superior para asegurar una penetración suave, precisa y sin fricciones. Su uso es fundamental para garantizar el éxito del primer servicio, permitiendo un bloqueo cervical óptimo sin comprometer la integridad física de la hembra joven

Características:

- **Cabezal de Esponja Slim Pre-lubricado:** Diseñado con dimensiones menores para adaptarse perfectamente al cuello uterino de las cachorras. La lubricación integrada de grado médico facilita el acceso inmediato, eliminando la necesidad de geles externos.
- **Cuerpo Flex-Thin:** Tubo de inserción más delgado y de alta flexibilidad, ideal para navegar de forma segura por el tracto reproductivo estrecho de las hembras jóvenes.
- **Diseño Antirreflujo:** Optimizado para evitar la pérdida de la dosis seminal, asegurando que el fluido progrese correctamente hacia el útero.
- **Tapón de Seguridad Trasero:** Sistema de sellado hermético que mantiene la presión interna y evita contaminaciones externas post-procedimiento.
- **Material Bio-Compatibles:** Fabricado con polímeros no absorbentes y atóxicos que protegen la motilidad y viabilidad de los espermatozoides.

Beneficios:

- **Inserción Atraumática Superior:** La combinación del diseño slim y la pre-lubricación minimiza drásticamente el riesgo de lesiones, irritaciones o sangrados en cachorras.
- **Optimización del Tiempo y Manejo:** Permite al operador trabajar con mayor rapidez y confianza al prescindir de lubricantes adicionales, reduciendo el estrés del animal.
- **Higiene y Bioseguridad:** El lubricante integrado se mantiene estéril dentro del empaque, reduciendo el riesgo de infecciones uterinas en comparación con el uso de geles externos.
- **Éxito Reproductivo:** Garantiza un sellado cervical perfecto, maximizando la cantidad de semen que llega al útero para una alta tasa de concepción en el primer servicio.

Precauciones y Mantenimiento

- **Uso Único:** Dispositivo descartable de un solo uso. No reutilizar para garantizar la elasticidad del cabezal y evitar infecciones cruzadas.
- **Manipulación Delicada:** Dada la sensibilidad de las nulíparas, la inserción debe realizarse de forma lenta, respetando la inclinación natural del tracto.
- **Protocolo de Higiene:** Abrir el empaque individual solo al momento de la aplicación; evitar cualquier contacto del cabezal pre-lubricado con superficies contaminadas.
- **Almacenamiento:** Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar para preservar las propiedades de la esponja y la calidad del lubricante.