

Detector de preñez Genox



HS CODE:



Descripción del producto:

El Detector de Preñez GENOX es un sistema portátil de ultrasonido Tipo A diseñado para la confirmación rápida y precisa de la gestación en cerdas a partir del día 29. Su diseño ergonómico de un solo botón y alta resistencia en campo lo convierten en la herramienta ideal para optimizar el manejo reproductivo y la eficiencia en granjas y centros de inseminación.

Características:

- Tecnología de Ultrasonido Tipo A: Sistema de amplitud de onda de alta precisión que captura señales acústicas inmediatas al detectar líquido amniótico. Esto asegura un diagnóstico rápido y certero sin necesidad de interpretar pantallas complejas.
- Diagnóstico Temprano: Efectivo para la confirmación de la gestación en cerdas a partir del día 29.
- Operación Simplificada: Interfaz intuitiva de un solo botón diseñada para un uso inmediato, ágil y sin complicaciones en el campo.
- Diseño Ergonómico y Portátil: Estructura compacta tipo sonda hand-held (portátil) de la marca GENOX, ideal para manipular con una sola mano en entornos de trabajo intensivos.
- Aislamiento Acústico: Incorpora una salida para conexión de auriculares que permite al operador escuchar los tonos de diagnóstico con total claridad, bloqueando el ruido ambiental de la granja.
- Alimentación de Alta Autonomía: Funciona mediante una batería recargable de 9V, garantizando energía suficiente para múltiples mediciones continuas durante la jornada.

Beneficios:

- Retorno de Inversión Inmediato: Permite identificar rápidamente a las hembras vacías para su pronta re-inseminación, reduciendo drásticamente los días no productivos (DNP).
- Curva de Aprendizaje Cero: No requiere experiencia previa en ecografía gráfica; emite respuestas claras y directas para una toma de decisiones al instante.
- Autonomía Total en Campo: Su batería recargable elimina la dependencia de cables o conexiones constantes a la corriente eléctrica durante la jornada de trabajo.

Recomendaciones de Uso

- Aplique suficiente gel de ultrasonido o aceite mineral en la sonda para garantizar un contacto acústico perfecto con la piel de la cerda.
- Limpie el cabezal del equipo después de cada jornada con un paño húmedo suave; evite sumergir el dispositivo en agua o utilizar químicos altamente abrasivos.